

Pasos del proceso de transfusión:

**Identificación
del Paciente**

**Identificación
de la Muestra**

**Componente
de Banco
Sanguíneo**

**Emisión de
Unidad de
Sangre**

**Verificación del
Receptor**

**Elementos
Básicos de
Laboratorio**

- TypeSafe™ permite la perforación de un segmento sin tijeras para procedimientos de pruebas cruzada en el laboratorio
- La cánula grande permite un fácil pasaje de las células
- La parte superior e inferior del dispositivo son fácilmente identificables para los técnicos en el banco de sangre
- El exterior acanalado permite un manejo más fácil con guantes
- Se adapta a tamaños de tubos de 10 y 12 mL
- Su boca amplia se adapta a la mayoría de los tamaños estándar de segmentos

- **Lo más destacado:** Autorizado por la FDA
- **Indicaciones:** Uso único, para diagnóstico in-vitro
- **Empaque:** 2 bolsas/500 unidades cada una, 1,000 unidades por caja

AN-0703-014.1

boca
amplia

exterior
acanalado

sección
media más ancha

cánula grande

el producto está disponible en los siguientes colores::



**4R4750
AZUL**

Facilite su proceso de transfusión único con una solución de bandas de sangre Typenex. Comuníquese con nosotros para mayor información.

**Teléfono | 866 897 3639
Fax | 866 897 3630**

www.typenex.com